

Návod na obsluhu

Masážnej stoličky Komfort

Pred použitím masážnej stoličky si dôkladne prečítajte priložený návod na použitie výrobku, pri inštalovaní dodržujte nižšie uvedené postupy! Inak môže prísť k poškodeniu masážnej stoličky a k ublíženiu na zdraví používateľov.

Masážnu stoličku nepreťažujte maximálna nosnosť je 140kg. Pri preťažení môže prísť k poškodeniu masážnej stoličky a ublíženiu na zdravý používateľa.

Masážnu stoličku používajte len ak je správne rozložená.

Správne rozloženie masážnej stoličky Komfort pre poskytnutie masáže:

Po vybratí masážnej stoličky z tašky masážnu stoličku umiestnite na rovnú plochu tak aby nohy stoličky sa naraz dotýkali podlahy. Stolička nesmie byť položená na nerovný povrch z dôvodu možného poškodenia konštrukcie. Operadlá na nohy sú zo spodnej časti vybavené zahnutou lištou ktorá musí byť z vonkajšej časti nôh z dôvodu fixácie konštrukcie. Lanká na konštrukciu musia byť napnuté. Sedacia časť musí byť nastavená v jednej zo štyroch polôh. Urobíte to tak, že profil visiacy zo sedacej časti vložíte do jedného z výbežkov na konštrukcii pod sedacou časťou. Ubezpečte sa že je dobre zaistená. Podpera rúk musí byť nastavená v jednej z štyroch polôh. Urobíte to tak, že profil visiacy z podpery vložíte do jedného z výbežkov na konštrukcii ktoré sa nachádzajú pod podperou na ruky, ubezpečte sa že je tam profil dobre zaistený. Podpera hrudníka je nastaviteľná pomocou skrutky. Podperu hrudníka nastavíte do požadovanej výšky a dotiahnete skrutkou. POZOR skrutka slúži aj ako uchytenie podhlavníka skôr ako nastavíte podperu hrudníka musíte nastaviť výšku podhlavníka. Výšku podhlavníka nastavíte zatiahnutím za spodnú kovovú časť podhlavníka smerom nahor. Sklon podhlavníka nastavíte pomocou rýchlopínáku uvoľnením páčky rýchlopínáku a zaistíte zatiahnutím páky rýchlopínáku. Vankúš podhlavníka je uchytený na podhlavníku pomocou suchého zipsu. Pritlačením vankúša podhlavníka na podhlavník pripevníte podhlavník k vankúšu.

Správne zloženie masážnej stoličky Komfort pre prenos, alebo uskladnenie:

Masážna stolička musí byť položená na rovnej podlahe. Rýchloupínak odystíte a podhlavník zohnete smerom ku konštrukcii masážnej stoličky. Podperú rúk odystíte a voľne spustíte ku konštrukcii masážnej stoličky. Sedáciu časť odystíte a voľne spustíte ku konštrukcii masážnej stoličky. Nadvyhnete podpery na nohy a celú konštrukciu stoličky zložíte k sebe. Takto zloženú masážnu stoličku môžete vložiť do ochrannej tašky. Dbajte na to aby sa poťah masážnej tašky nepoškodil.

Údržba a čistenie masážnej stoličky Simple:

Pohyblivé časti masážnej stoličky je potrebné pravidelne kontrolovať či neprišlo k poškodeniu, alebo opotrebovaniu materialu. Nečistotu, prach, olej treba utrieť vlažnou vodou obsahujúcou mydlo. **Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol či iné silné dezinfekčné prostriedky, lebo môže dôjsť ku rozpadnutiu, prípadne poškodeniu poťahu.** K dezinfekcii používajte výlučne dezinfekčný roztok na báze izopropanolu, ktorý je určený na polyuretán-vinyl. Masážnu stoličku nevystavujte priamemu slnku.

Prenos masážnej stoličky a uskladnenie:

Na prenos masážnej stoličky Vám slúži priložená taška. Pri skladaní a prenášaní masážnej stoličky dbajte na to, aby sa nedeformovala a nepoškodila koženka a molitánová pena. Masážnu stoličku nevystavujte priamemu slnku a vysokým teplotám. Masážnu stoličku neskladujte vo vlhkých priestoroch.

Záruka na masážnu stoličku je 3 roky.

Pri nedodržaní pokynov a odporúčaní v tomto návode sa stôl môže poškodiť, dokonca aj zlomiť. V takomto prípade sa záruka nevzťahuje na stôl. Vyvíjať tlak na stôl opieraním laktí či kolien je zakázané a záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté touto činnosťou. Pretŕažovať stôl je nebezpečné a zakázané. Udaná nosnosť stola je daná hmotnosťou zákazníka a silou, ktorá sa naňho vyvinie pri manipulácii.



Bezpečnostné inštrukcie

1. Udržiavajte masážnu stoličku pravidelne. Uistite sa, že železný rám je nepoškodený, nezdeformovaný a všetky skrutky sú v poriadku.
2. Nepreťažujte masážnu stoličku nad odporúčaný váhový limit.

Takéto preťaženie môže spôsobiť vážne zranenie.

3. Nepoužívajte čističe na báze alkoholu. Takéto čističe môžu poškodiť koženku. Koženku čistite s teplou mydlovou vodou a utrite do sucha.
4. Uistite sa, že všetky nohy sú na rovnom a pevnom povrchu v rovnakej výške.

Rozloženie masážnej stoličky.

1. Umiestnite masážnu stoličku na bok a vyberte ju z prenosnej tašky.



obrazok: 1

2. Roztiahnite nohy masážnej stoličky od seba a umiestnite na rovnú podlahu. Ďalej nastavíte podporu rúk, hlavy, hrudníku. Podpera nôh sa nastaví automaticky.

Stolička a použitie príslušenstva

Stolička poskytuje nastavenie príslušenstva pre každú osobu.

Nastavenie opírky hlavy pozostáva z nastavenia výšky hlavovej opierky a uhlu podhlavníka. Vy môžete dopriať vášmu klientovi podporu hlavy a pohodlie pre tvár.

Rýchloupínak Vám dovoľuje meniť nastavenie uhlu (obrazok 2) podhlavníka a skrutka na podpere hrudníka Vám umožní nastaviť výšku podhlavníka (obrazok 5).

Nastavenie podpery rúk je jednoduché môžete si vybrať zo štyroch výšok (obrazok 3).



obrazok: 2

obrazok: 3

Masážna stolička je plne nastaviteľná.

Nastavenie výšky (obrázok: 4), podpera hrudníka (obrázok: 5), podpera rúk (obrázok: 6), podhlavník (obrázok: 7).

Správnym nastavením poskytnete maximálny efekt masáže.



obrázok: 4



obrázok: 5



obrázok: 6



obrázok: 7

Skladovanie

Zložte všetko príslušenstvo do pôvodnej polohy (obrázok: 8)



obrázok: 8

Ochranná taška by mala byť používaná pri každom prenášaní a skladovaní masážnej stoličky, pomáha pri ochrane proti poškodeniu stoličky. Ak stoličku nepoužívate skladujte ju v suchom chladnom mieste, nevystavujte stoličku priamemu slnku.

Nevystavujte stoličku vysokému chladu ani teplu.

Starostlivosť o výrobok.

Denne čistite stoličku handrou namočenou v mydlovej vode.

Potom utrite vlnké časti jemnou suchou handričkou.

Dezinfikujte stoličku len výrobkami, ktoré sú určené pre zdravotnícke zariadenie a nepoškodí koženku. Vhodný výrobok je incidin liquid.