



Elektrický masážny prístroj na nohy Revixa Feeter

Ďakujeme Vám za zakúpenie elektrického masážneho prístroja na nohy.

Toto zariadenie je primárne určené na relaxáciu nôh, fyzickú terapiu a na uvoľnenie tlaku. Prístroj vám poskytne masáž vašich chodidiel s tepelným ohrevom, kompresnými vankúšmi a shiatsu masážou, vďaka čomu sa budú vaše nohy cítiť pohodlne a uvoľnene. Rôzna intenzita sily masáže a nastavenie režimov sú dôležité na uspokojenie rôznych užívateľov prístroja, pre ich spokojnosť a starostlivosť chodidiel. 15 minút denne pomôže uvoľniť únavu, podporiť cirkuláciu krvi a prinesie zdravie a pohodlie.



Prečítajte tento návod dôkladne a dodržujte bezpečnostné usmernenia v návode. Návod uschovajte pre prípadných ďalších užívateľov.

Konfigurácia

- Konštrukcia

1. predná časť povrchu: šesť nezávislých tlačidiel na kontrolovanie funkcií a nastavenia.
2. centrálna časť masážnej podložky: Shiatsu masáž na klenby s funkciou zahrievania.
3. predná časť masážnej podložky: valčeková masáž prednej časti chodidla.
4. zadná časť masážnej podložky: masáž stláčaním a miesením na päťach.
5. vnútorné vzduchové vankúše na priehlavky chodidiel.
6. vyberateľný a umývateľný látkový povrch, ľahko čistiteľný.

- Parametre

Názov produktu: FM528G, Footmassager

Menovité napätie: 220-240V

Menovitá frekvencia: 50-60HZ

Menovitý výkon: 26W

Inteligentný časovač: 10min, 15min, 20min, 25min, 30min.

- Vlastnosti zariadenia

- Navrhnuté na tvar vajíčka, štýlový a pekný, ľahký a prenosný.
- Multifunkčné zariadenie s masážnymi funkciami pre chodidlá: valčeková, shiatsu, vzduchová tlaková masáž a ohrev chodidiel.
- Masírovaním chodidiel uvoľníte akupunktúrnymi bodmi celé telo.
- Vyberateľný a umývateľný látkový povrch je ľahko čistiteľný a preto bude vaše zariadenie jednoduché udržiavať čisté.
- Elektrické napájanie je ľahko skladovateľné, čo prinesie pohodlie do vášho života.

- Ovládanie / Nastavenie

Time: Nastavenie času masáže. Stláčaním tlačidla sa na obrazovke zobrazuje trvanie masáže v minútach. Po uplynutí nastaveného času sa prístroj sám vypne.

Mode (Režim): prístroj má 3 režimy:

- Režim 1 - na obrazovke je zobrazené P1 - Komfortná masáž prednými aj zadnými valčkami na zariadení, kombinovaná s tlakovou masážou vzduchových vankúšov a ohrevom nôh.
- Režim 2 - na obrazovke je zobrazené P2 - Silná tlaková masáž vzduchovými vankúšmi kombinovaná s rytmickou masážou valčkami a ohrevom.
- Režim 3 - na obrazovke je zobrazené P3 - inteligentná masáž valčkami. Kompletná masáž všetkých 64 akupunktúrnych bodov kombinovaná s tlakovou masážou vankúšov a ohrevom.

On/Off: tlačidlo na zapnutie a vypnutie zariadenia.

Heating: Ak chcete, aby zariadenie hrialo, stlačte tlačidlo 1x. Na obrazovke je zobrazené H0 - ohrev je vypnutý. Na obrazovke je zobrazené H1 - ohrev je zapnutý.

Intensity: nastavenie intenzity masáže na obrazovke je zobrazené L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9. Stláčaním tlačidla zvyšujete intenzitu masáže. Po zatlačení tlačidla 9x sa intenzita masáže znovu dostane na L1 - najslabšiu intenzitu.

Air: Tlačidlom Air vypnete funkciu valčekov. Na obrazovke je zobrazené C0 - valčeky sú vypnuté, na obrazovke je zobrazené C1 - valčeky sú zapnuté.

Príprava na masáž:

- Umiestnite zariadenie na rovnú a stabilnú podlahu.
- Skontrolujte zariadenie, či nieje poškodené. Ak je poškodený vonkajší obal zariadenia, alebo napájací el. kábel zariadenie nepoužívajte.
- Dajte sa do pohodlnej polohy a užite si masáž.

- Odbalte zariadenie a napájací kábel pripojte do zásuvky 220-240V/50-60Hz. Svetlo na obrazovke zariadenia sa rozsvieti, zariadenie bude správne pripojené k el. sieti.
- Zatlačíte tlačidlo On/Off 1x na zapnutie zariadenia. Zariadenie sa automaticky spustí v Mode/**Režime 1 s intenzitou masáže najnižšou (P1)**.
- Pokiaľ je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla level si nastavíte intezitu masáže. L1 najslabšia intenzita masáže až L9 najsilnejšia intenzita masáže. Opakovaným stláčaním tlačidla sa vrátite na najslabšiu intenzitu.
- Keď je zariadenie zapnuté, stlačím tlačidla mode si môžete nastaviť režim masáže (režimy sú popísané vyššie v návode).
- Stlačením tlačidla Power zariadenie vypnete a tiež všetky jeho funkcie.
- Odpojením napájacieho kábla z elektrickej siete zhasne obrazovka.

Vylúčenie zodpovednosti



Varovanie a opatrnosť

a) Opatrnosť pri prevádzke

- Nepoužívajte zariadenie pod vplyvom omamných látok, alkoholu, alebo ak sa necítite dobre.
- Nepoužívajte zariadenie nepretržite viac ako 30 minút.
- Neprikrývajte zariadenie pokiaľ je horúce. Ani pri používaní zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie 1 hodinu pred jedlom, alebo po jedle, aby ste sa vyhli nepriaznivým účinkom.
- Ak používate zariadenie kde je nízka teplota v miestnosti, nepoužívajte ohrevnú funkciu ihneď. Odporúča sa to, až pokiaľ sa teplota v miestnosti vyhreje do relatívne teplého stavu.
- Ak premiestňujete zariadenie z prostredia, kde je nízka teplota do prostredia, kde je vysoká teplota, tak potom sa odporúča počkať aspoň 1 hodinu. Je to preto, že môže vzniknúť elekt zarosenia (v zariadení sa naakumuluje malé množstvo vody) a to môže viesť k zraneniu.

b) Požiadavky na prostredie

- Nepoužívajte výrobok vo vlhkom alebo prašnom prostredí. Môžete zapríčiniť jeho poškodenie.
- Nepoužívajte výrobok v prostredí alebo miestnosti, kde je teplota vyššia ako 40 stupňov Celzius.
- Neumiestňujte výrobok vonku.
- Neumiestňujte výrobok blízko tepelných zariadení, ako sú ohrievač, sporák, kachle či na priame slnečné žiarenie.

c) Kontraindikácie

- Ak máte niektorý z nasledujúcich prejavov, ochorení, prosím konzultujte používanie prístroja s vaším doktorom.
- Ľudia, ktorí dostávajú lekárske ošetrovanie, alebo ak sa necítia dobre.
- Pacienti, ktorí majú ochorenie srdca, cerebrálnu artériosklerózu či cerebrálnu trombózu.
- Pacienti so zhubným tumorom.
- Ženy, ktoré sú tehotné alebo sú v období menštruácie.
- Ľudia s osteoporózou.
- Ľudia, ktorí používajú kardiostimulátor, alebo majú zavedené medicínske zariadenie.
- Ľudia s akútnymi chorobami.
- Maloletí ľudia.

d) Upozornenie týkajúce sa elektrického sieťového vypínača

- Nepoužívajte zariadenie a elektrický sieťový vypínač s mokrými rukami.
- Nenechávajte zariadenie a elektrický sieťový vypínač v kontakte s tekutinami, ako sú napríklad voda ...



Bezpečnostné upozornenia

Prosíme vás používať zariadenie korektné, pre vlastnú bezpečnosť.

- Uistite sa, aby sa tento produkt používal podľa návodu na používanie.
- Odpojte zariadenie z elektrickej siete po používaní, alebo pred čistením.
- Nepoužívajte zariadenie na citlivú pokožku, alebo na časti tela, kde je slabá cirkulácia krvi.
- Deťom a ľuďom, ktorí majú psychické alebo mentálne ochorenia sa nepovoľuje používať ohrevnú funkciu. Je možné ju použiť len za dozoru dospeléj a poučenej osoby o používaní zariadenia, prípadne o ochoreniach zverenej osoby. Inak môže nesprávnym používaním nastať nebezpečenstvo.
- Neumiestňujte zariadenie pod vankúš, deku alebo inú prikrývku, inak to môže zapríčiniť elektrický šok, požiar alebo ublíženie v dôsledku prehriatia.
- Neprekrývajte zariadenie počas používania, inak to môže zapríčiniť prehriatie motora a poškodenie.
- Pokiaľ sa necítite dobre počas masáže, okamžite zariadenie vypnite.
- Nepoužívajte žiadne iné súčasti či prídavné zariadenia... ktoré nie sú odporúčané našou spoločnosťou.
- Nevkladajte a nehádzajte žiadne objekty do štrbín a medzier výrobku.
- Ak chcete prerušiť elektrický prúd do zariadenia, najskôr vypnite všetky funkcie zariadenia a potom odpojte napájací kábel z elektrickej siete.
- Tento výrobok nemôže slúžiť na samoliečbu či samodiagnostiku. Ak potrebujete diagnózu alebo liečbu, musíte navštíviť doktora a konzultovať to s ním.
- Tento produkt nemôžete používať ak nastanú nasledovné podmienky: ak je napájací kábel, alebo napájacia koncovka do elektrickej siete poškodená. Ak sa zariadenie pri používaní správa abnormálne. Ak vám zariadenie spadlo do vody alebo na zem. Je potrebné navštíviť autorizovaný servis, ktorý prevedie inšpekciu zariadenia a prípadnú potrebnú opravu.

Skladovanie a údržba

a) Skladovanie

- Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, prosíme vás vložte ho do krabice a umiestnite na bezpečné a suché miesto.
- Nepoužívajte napájací kábel na zavesenie zariadenia.
- Vyhnite sa poškrabaniu povrchu zariadenia s ostrými predmetmi.
- Neumiestňujte zariadenie na priame slnečné žiarenia alebo do miestnosti, kde je vysoká teplota.

b) Čistenie

- Pred čistením zariadenia sa uistite, že je zariadenie vypnuté a napájací kábel je vytiahnutý z elektrickej siete.
- Prosíme Vás, používajte suchú handričku na čistenie povrchu zariadenia.
- Nepoužívajte korozívne čistiace látky, ako sú benzény, riedidlá... na čistenie zariadenia.

b) Údržba

- Držte zariadenie čisté a preč z miest, kde je vysoká vlhkosť.
- Pokiaľ zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, používajte kryt proti prachu (prosím zakúpte si ho sami), kryt zabráni napadaniu prachu do zariadenia.

Riešenie problémov

Pokiaľ ste sa stretli s jedným z nasledovných problémov pri používaní tohto produktu, položte si nasledovnú otázku nižšie k riešeniu. Ak produkt stále vykazuje chybu, kontaktujte nás na inšpekciu a opravu produktu.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje.	<ol style="list-style-type: none">1. Zariadenie nie je pripojené do elektrickej siete.2. Zariadenie nie je v režime chodu.	<ol style="list-style-type: none">1. Uistite sa, že je zariadenie pripojené k elektrickej sieti.2. Stlačte tlačidlo Power.
Zariadenie zrazu prestalo fungovať.	<ol style="list-style-type: none">1. Zariadenie nie je dobre pripojené k elektrickej sieti.2. Zariadenie pracovalo dlhšie ako 30 minút.3. Pracovný čas zariadenia je príliš dlhý a zariadenie sa automaticky vyplo v dôsledku prehriatia.4. Príliš veľký tlak na podložku.	<ol style="list-style-type: none">1. Uistite sa, že je zariadenie dobre pripojené k elektrickej sieti.2. Znovu stlačte tlačidlo Power.3. Znovu stlačte tlačidlo Power po vychladnutí zariadenia na bežnú teplotu.4. Znovu stlačte tlačidlo Power.

ZÁRUKA

Záruka na tovar je 2 roky od dátumu zakúpenia. Ak produkt zlyhá v dôsledku chyby materiálu alebo výrobných chyby, Hi5 opraví alebo produkt vymení či poskytne potrebný poškodený komponent bez poplatku. Pre právnické osoby a podnikateľov tieto záručné podmienky platia 1 rok od dátumu zakúpenia.

Táto záruka vylučuje:

- Poškodenie zapríčinené nehodou, zlým zaobchádzaním, zneužívaním alebo prepravou.
- Ak je zariadenie podrobené neautorizovanej oprave.
- Nesprávnym používaním tohto zariadenia.
- Poškodenie presahujúce cenu tohto výrobku.
- Poškodenie a zhoršenie stavu produktu v dôsledku abnormálneho skladovania alebo nedodržania podmienok pre pracovné prostredie zariadenia (vetranie, čistenie,...)
- Poškodenie a zlyhanie po uplynutí záručnej doby.

Predajca:

REVIXA s.r.o. Nitra, Golianova 66.
IČO: 50699431, DIČ: 2120430026,
IČ DPH: SK2120430026

